

Tele® Derma

Hospital Universitario
CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.


Manejo de la App

Manual de uso App Telederma

INDICE


Inicio e ingreso a la App Telederma _____	3
Olvidé mi contraseña _____	4
Soy nuevo _____	5
Crear firma _____	7
Menú principal _____	8
Pantalla principal consultas _____	9
Consultas pendientes _____	10
Consultas archivadas _____	11
Archivar y compartir consulta _____	12
Desarchivar y compartir consulta _____	14
Realizar consulta paso 1 _____	15
Realizar consulta paso 2 _____	16
Realizar consulta paso 3 _____	17
Realizar consulta paso 4 _____	18
Tomar imágenes _____	20
Realizar consulta paso 5 _____	22
Resumen de la consulta _____	23
Ingreso a consulta paciente _____	24
Consulta paciente, imágenes _____	25
Control paciente, imágenes _____	26
Consulta paciente, respuesta _____	27
Consulta paciente, respuesta con requerimiento _____	28
Nuevo paciente _____	31
Nueva consulta _____	32
Buscar paciente _____	33
Módulo principal aprende _____	34
Módulo de gestión _____	35
Editar mi perfil _____	36

Inicio e ingreso a la App Telederma




1. Campo de texto para ingresar el número de identificación del usuario.
2. Campo de texto para ingresar la contraseña del usuario.
3. Ingreso a la pantalla de olvidé mi contraseña.
4. Botón de ingreso a la App.
5. Botón de ingreso para registrar un nuevo usuario.

Olvidé mi contraseña




- 1. Botón para regresar al inicio de la App Telderma.
- 2. Campo de texto para ingresar el número de identificación del usuario.
- 3. Botón para enviar la solicitud de recuperación de contraseña.
- 4. Aviso de ayuda para comunicarse con Telederma.



1. Botón para regresar al inicio de la App Telderma.
2. Botón para capturar fotografía del usuario.
3. Campo de texto para ingresar los datos requeridos en el formulario.
4. Campo de selección para aceptar términos y condiciones.
5. Ingreso a la pantalla de términos y condiciones.
6. Botón para crear la firma del usuario.
7. Botón para confirmar el registro del usuario.

Crear firma




1. Botón para crear la firma.

2. Botón para corregir e ingresar una nueva firma .

3. Botón para cancelar y volver.

4. Consejo para realizar la firma

Menú principal



1. Foto del usuario.

2. Nombre del usuario.

3. Botón para ingresar a la pantalla principal de consultas.


4. Botón para ingresar a la pantalla de nuevo paciente.

5. Botón para ingresar a la pantalla de búsqueda de pacientes.

6. Botón para ingresar a la pantalla principal del módulo aprende.

- 7. Botón para ingresar a la pantalla principal del módulo gestión.
- 8. Botón para ingresar a la pantalla principal del perfil del usuario.
- 9. Ingreso a la pantalla de acerca de Telederma.
- 10. Ingreso a la pantalla de créditos.
- 11. Botón para cerrar la sesión


Pantalla principal consultas



- 1. Botón para desplegar el menú principal.
- 2. Botón para visualizar las consultas resueltas.
- 3. Botón para visualizar las consultas pendientes.


- 4. Botón para visualizar las consultas archivadas.
- 5. Selección de ingreso a la consulta del paciente.
- 6. Dejar pulsado para compartir o archivar paciente.
- 7. Estado de consulta resuelta.
- 8. Selección de ingreso a control del paciente.
- 9. Añadir una nueva consulta.
- 10. Estado de consulta con requerimiento.
- 11. Estado de consulta en remisión.
- 12. Botón para crear un nuevo paciente.

Consultas pendientes




- 1. Selección de ingreso a la consulta del paciente.
- 2. Estado de consulta, enviando consulta.
- 3. Estado de consulta, pendiente de respuesta.

Consultas archivadas




- 1. Selección de ingreso a la consulta del paciente.
- 2. Dejar pulsado para desarchivar o compartir paciente.

Archivar y compartir consulta




- 1. Dejar pulsado para compartir o archivar paciente.
- 2. Cerrar pop up de archivar o compartir consulta a paciente.
- 3. Archivar la consulta del paciente seleccionado.
- 4. Enviar la consulta a paciente.



1. Cerrar pop up de compartir consulta a paciente.
2. Opción de selección activa.
3. Opción de selección inactiva.
4. Información correo del paciente.
5. Enviar la consulta a paciente.
6. Cancela la acción de compartir consulta.

Desarchivar y compartir consulta



1. Dejar pulsado para compartir o desarchivar paciente.
2. Cerrar pop up de desarchivar o compartir consulta a paciente.
3. Desarchivar la consulta del paciente seleccionado.
4. Enviar la consulta a paciente.

Realizar consulta paso 1

Datos del paciente

Paso 1

☐ Paciente firmó consentimiento informado

*Tipo de identificación

Seleccionar ▼

*Número de identificación

Ingrese el número de identificación

*Sexo

☒ Femenino ☐ Masculino

Persona acompañante ☒

Nombre

Ingrese el nombre del acompañante

Persona responsable ☐

Siguiente

1. Botón para regresar a la pantalla anterior.

2. Campo de selección para confirmar que el paciente firmó el consentimiento informado.

3. Campo de selección.

4. Campo para ingreso de texto.


5. Opciones de selección única.

6. Botón tipo suiche activo.

7. Botón tipo suiche inactivo.


- 8. Indicativos de cada paso de la consulta.
- 9. Botón para ir al siguiente paso

Realizar consulta paso 2




- 1. Botón para regresar al paso 1.
- 2. Campo para ingreso de texto.
- 3. Campo de selección.
- 4. Opciones de selección múltiple.
- 5. Opción de selección activa.
- 6. Opción de selección inactiva.
- 7. Botón tipo suiche activo.
- 8. Botón tipo suiche inactivo.

Realizar consulta paso 3




1. Botón para regresar al paso 2.
2. Mantener el botón pulsado para grabar un audio de máximo 2 minutos.
3. Campo para ingreso de texto.
4. Botón para reproducir el audio grabado.
5. Botón para eliminar el audio grabado.

Realizar consulta paso 4




1. Botón para regresar al paso 3.
2. Botón para girar la figura del hombre o la mujer para tener acceso a todas las áreas del cuerpo.
3. Figura del cuerpo humano, hombre y mujer.




1. Botón para regresar al paso 3.

2. Acercamiento del área donde se ubica la lesión la cual al tocarla se dirigirá a la pantalla de captura de imagen.

Tomar imágenes




- 1. Botón para regresar a la figura del cuerpo humano.
- 2. Confirmar las imágenes tomadas.
- 3. Campo de pre visualización de la fotografía.
- 4. Toca para enfocar la zona que se desea fotografiar
- 5. Almacenamiento de la imágenes capturadas.
- 6. Opciones para la selección del zoom.
- 7. Botón para tomar la fotografía.




1. Botón para regresar a la pantalla tomar imágenes.
2. Opciones de selección para las imágenes que desea guardar.
3. Galería de imágenes capturadas, al tocar se expanden en pantalla completa.
4. Botón para añadir una lesión ubicada en otra parte del cuerpo.

Realizar consulta paso 5




- 1. Botón para regresar a la pantalla tomar imágenes.
- 2. Botón que dirige a la pantalla de captura de imagen.
- 3. Mantener el botón pulsado para grabar un audio de máximo 2 minutos.
- 4. Campo para ingreso de texto.
- 5. Botón para reproducir el audio grabado.
- 6. Botón para eliminar el audio grabado.
- 7. Botón para guardar y terminar la consulta.

Resumen de la consulta




1. Botón para regresar a la pantalla anexos.
2. Botón que dirige a la pantalla de datos del paciente.
3. Botón que dirige a la pantalla de historia clínica.
4. Botón que dirige a la pantalla de examen físico.
5. Botón que dirige a la pantalla de imágenes
6. Botón que dirige a la pantalla de anexos.
7. Botón para autorizar y enviar la consulta.

Ingreso a consulta paciente




- 1. Botón para regresar a la pantalla principal.
- 2. Menú de consulta paciente para visualizar historia clínica, imágenes, respuesta e historial.
- 3. Información básica del paciente.
- 4. Despliega la información completa del paciente.
- 5. Botón desplegable para seleccionar un control.
- 6. Campos de texto donde se visualiza la historia clínica.
- 7. Botón para añadir un control al paciente.

Consulta paciente, imágenes




- 1. Seleccionar consulta o control.
- 2. Diagnóstico de la consulta principal.
- 3. Imágenes ordenadas de la consulta.
- 4. Toca la imagen para visualizarla en pantalla completa.
- 5. Botón para añadir un control al paciente.

Control paciente, imágenes




1. Seleccionar consulta o control.
2. Diagnóstico de la consulta principal.
3. Imágenes ordenadas de los controles.
4. Toca la imagen para visualizarla en pantalla completa.
5. Botón para añadir un control al paciente.

Consulta paciente, respuesta




1. Selecciona la consulta o el control para visualizar la respuesta.
2. Información del especialista y de la respuesta.
3. Campos de texto donde se visualiza la respuesta.
4. Botón para visualizar la fórmula recetada.
5. Botón para compartir.
6. Botón para visualizar el archivo Mipres adjunto.


Consulta paciente, respuesta con requerimiento



- 1. Campo de texto donde se visualiza el requerimiento
- 2. Abre un pop up para especificar el motivo por el que va a descartar el requerimiento.
- 3. Abre una pantalla para resolver el requerimiento.




1. Cerrar pop up de descartar requerimiento en la consulta paciente.
2. Opción de selección única activa.
3. Opción de selección única inactiva.
4. Campo para ingreso de texto.
5. Botón para confirmar la eliminación del requerimiento.
6. Cancela la acción de descartar requerimiento.



1. Botón para regresar a la pantalla de consulta paciente.
2. Mantener el botón pulsado para grabar un audio de máximo 2 minutos.
3. Campo para ingreso de texto.
4. Botón para reproducir el audio grabado.
5. Botón para eliminar el audio grabado.
6. Botón que direcciona a la cámara para capturar fotos.
7. Botón para guardar y enviar el requerimiento resuelto.

Nuevo paciente



1. Botón para desplegar el menú principal.

2. Campo para ingreso de texto.


3. Botón para realizar la búsqueda.

4. Selección de la consulta en proceso.

5. No se encontraron resultados de paciente.


6. Se activa el botón de nuevo paciente al no encontrar resultados.

Nueva consulta




- 1. Botón para desplegar el menú principal.
- 2. Campo para ingreso de texto.
- 3. Botón para realizar la búsqueda.
- 4. Selección de la consulta resuelta.
- 5. Selección de control.
- 6. Crear una nueva consulta del paciente que fue seleccionado.

Buscar paciente




- 1. Botón para desplegar el menú principal.
- 2. Campo para ingreso de texto.
- 3. Botón para realizar la búsqueda.
- 4. Selección de la consulta en proceso.
- 5. No se encontraron resultados de paciente.
- 6. Selección de la consulta resuelta.

Módulo principal aprende




- 1. Botón para desplegar el menú principal.
- 2. Botón para ingresar a la pantalla de ¿qué es Telederma?
- 3. Botón para ingresar a la pantalla manejo de la App.
- 4. Botón para ingresar a la pantalla toma de imágenes.
- 5. Botón para ingresar a la pantalla semiología cutánea.
- 6. Botón para ingresar a la pantalla toma de biopsia
- 7. Botón que redirecciona a un formulario en linea.

Módulo de gestión



- 1. Botón para ingresar a la pantalla de perfil de usuario.
- 2. Botón para ingresar a la pantalla de mesa de ayuda.
- 3. Botón para ingresar a la pantalla créditos.
- 4. Botón para ingresar a la pantalla reportes.
- 5. Botón para ingresar a la pantalla de acerca de Telederma.
- 6. Botón para ingresar a la pantalla del aviso legal.

Editar mi perfil



1. Botón para regresar a la pantalla de gestión.

2. Editar fotografía de usuario.

3. Editar campos de formulario.

4. Botón para guardar los cambios realizados.

